

BI CHOU

美聴だんらん

こんな方に

きこえについて、
こんなことはありませんか？

ささやき声がかき取れない
テレビの音大きいと言われることがある

軽度

普通の会話がかき取れない
病院などで名前を呼ばれても気づかない

中等度

大きな声でもかき取れない
クラクションではじめてクルマに気が付く


高度

美聴だんらんPH-200は
軽度～中等度難聴の方に適した
きこえを補う機器です。

※美聴だんらんPH-200は高度難聴の方には向きません

くっきりボイス機能

ききにくい音域を強調して、
言葉をくっきり表現します。



※「イ」という言葉を発したときの周波数特性

販売名：美聴だんらん PH-200 仕様

機種名：PH-200/JPS(シルバー) JANコード：4945059513339

メーカー希望小売価格：36,000円(非課税)

規準周波数：1600Hz

90dB 最大出力音圧レベル：115.5dB±5dB (1600Hz)

最大音響利得：40dB±5dB

等価入力雑音レベル：30dB 以下

全高調波ひずみ：1% 以下(1600Hz)

本体外形寸法：高さ68×幅35×奥行15mm

本体重量：20g(電池及びイヤホンマイク除く)

使用電池：単4形アルカリ乾電池1本

電池連続使用時間：約80時間

イヤホンコード長：約1m

耳せん(9種類)

付属品：クリップ付ネックストラップ

単4形アルカリ乾電池(1本・動作確認用)

交換用部品

品名	個数	品番	小売価格 (税抜)
イヤホンマイクコード	1本	OPT-PE-200	¥5,000
やわらか耳せん一式(小・中・大)	各2個	OPT-PEP-500	¥400
きのご型耳せん(小)	2個	OPT-PEP-310	¥400
きのご型耳せん(中)	2個	OPT-PEP-320	¥400
きのご型耳せん(大)	2個	OPT-PEP-330	¥400
おわん型耳せん(小)	2個	OPT-PEP-410	¥400
おわん型耳せん(中)	2個	OPT-PEP-420	¥400
おわん型耳せん(大)	2個	OPT-PEP-430	¥400
クリップ付ネックストラップ	1本	OPT-ST-200	¥600

○1年間無償保証

安心してお使いいただくために、お買い上げ日から1年以内の自然故障については無償で修理いたします。

※但し、ご使用上の不注意、誤操作などによる損傷、付属品の損傷の場合は除きます。

※ご使用前に添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。

※補聴器は装着者のきこえの状態によってはその効果が異なる場合があります。

取扱店

製造・販売元

シナケンシ株式会社

〒386-0498 長野県上田市上丸子1078

ホームページ www.shinanokenshi.com

050-5804-1178

※仕様、特長、交換部品等は予告なく変更する場合があります。

※カタログの記載内容は2017年3月現在のものです。

© Copyright 2010-2017 Shinano Kenshi Co.,Ltd.



美しい聴こえを考えたら

やさしい

かるい

ききやすい

でした。



片耳
イヤホン
タイプ

指定管理医療機器(クラスII)

認証番号: 222AGBZX00296000

軽度~中等度難聴の方に対応 ● 信頼の日本製

やさしい

電源スイッチを入れ、ボリュームを回すだけ。
細かな調整はいりません。

電源ランプが光るから、電池切れもわかって安心です。



かるい

本体はわずか20gの軽さ
持ちやすく、操作しやすい
形状です。



ネックストラップも
付いているから
移動にも便利です。

ききやすい



耳もとマイク だから自分の耳の位置で自然な音が聞こえます。
雑音を抑え、高音域の特にききにくい部分を大きくします。
⇒くっきりボイス機能



「やわらか耳せん」が耳に密着して不快なピーピー音を抑えます。